

# ПРОГРАММА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Работа по улучшению работы головного мозга относится к общим (универсальным) программам.

При любом хроническом заболевании в головном мозге формируется стойкий очаг, который как бы фиксирует это заболевание. Это защитный механизм, который формируется, чтобы была возможна жизнь организма, сопряженная с этой болезнью (проще говоря, срабатывает программа «на выживание»).

Но чтобы расстаться с продолжительно текущим заболеванием, этот стойкий очаг в головном мозге необходимо разрушить. Этому способствует работа с определёнными зонами с помощью аппаратов серии «ТРИОМЕД», которая, кроме всего прочего, способствует активизации мыслительной деятельности и улучшению настроения. Это общее воздействие на ЦНС, направленное на гармонизацию.

Существует несколько подходов к работе с головным мозгом – можно осуществлять воздействие с помощью фонового или в активного КВЧ-излучения.

Программу в фоновом режиме целесообразно начинать сразу, с первых дней, параллельно с программой дезинтоксикации. Также её можно проводить в рамках других программ (например, специализированных) и отдельно.

Для выполнения данной программы рекомендуется применять, в первую очередь, аппарат **"Триомед Энергия Жизни"**, так как в нем есть специализированный режим "Интеллект".

Это дистантный режим, и с первого дня выполнения программы, советуем применять режим "Интеллект" 1-2 раза в день дистантно (в первой половине дня).




Дополнительно рекомендуется применение специализированной карты "RaVita" и Кулонов Здоровья: "Альфа", "Успех".





# Программа для улучшения работы

## ГОЛОВНОГО МОЗГА

Длительность - 6 недель




Работа с каждой зоной осуществляется в течение одной недели ежедневно в фоновом режиме излучателем «Фоновый» (2Ф) (или режимом «Целитель») в течение 15 минут: 10 минут работы режима до его отключения + 5 минут с отключенным аппаратом на этой же зоне.

|   |   |                      |   |
|---|---|----------------------|---|
| <p><b>1-я неделя</b> — воздействие на область теменной кости (меняя каждый день лево-право)</p> |  <p>73</p>   | День                 | ✓ |
|   |   | 1-й                  |   |
|   |   | 2-й                  |   |
|   |   | 3-й                  |   |
|   |   | 4-й                  |   |
|   |   | 5-й                  |   |
|   |   | 6-й                  |   |
|   |   | 7-й                  |   |
| <p><b>2-я неделя</b> — воздействие на зону в области козелка (меняя каждый день лево-право)</p> |  <p>94</p>  | Отметка о выполнении |   |
|   |   | 1-й                  |   |
|   |   | 2-й                  |   |
|   |   | 3-й                  |   |
|   |   | 4-й                  |   |
|   |   | 5-й                  |   |
|   |   | 6-й                  |   |
|   |   | 7-й                  |   |
| <p><b>3-я неделя</b> — воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками</p>          |  <p>89</p> | 1-й                  |   |
|   |   | 2-й                  |   |
|   |   | 3-й                  |   |
|   |   | 4-й                  |   |
|   |   | 5-й                  |   |
|   |   | 6-й                  |   |
|   |   | 7-й                  |   |

| <p><b>4-я неделя</b> — воздействие на зону по нижнему краю роста волос сзади на 3 см от средней линии (меняя каждый день лево-право)</p>   |  <p>74</p>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>День</th> <th>✓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1-й</td><td></td></tr> <tr><td>2-й</td><td></td></tr> <tr><td>3-й</td><td></td></tr> <tr><td>4-й</td><td></td></tr> <tr><td>5-й</td><td></td></tr> <tr><td>6-й</td><td></td></tr> <tr><td>7-й</td><td></td></tr> </tbody> </table> | День | ✓ | 1-й |  | 2-й |  | 3-й |  | 4-й |  | 5-й |  | 6-й |  | 7-й |  |
|--|---|--|------|---|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| День   | ✓   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 1-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 2-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 3-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 4-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 5-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 6-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 7-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| <p><b>5-я неделя</b> — воздействие на зону у заднего края сосцевидного отростка (меняя каждый день лево-право)</p>   |  <p>8</p>    | <table border="1"> <tbody> <tr><td>1-й</td><td></td></tr> <tr><td>2-й</td><td></td></tr> <tr><td>3-й</td><td></td></tr> <tr><td>4-й</td><td></td></tr> <tr><td>5-й</td><td></td></tr> <tr><td>6-й</td><td></td></tr> <tr><td>7-й</td><td></td></tr> </tbody> </table>  | 1-й  |   | 2-й |  | 3-й |  | 4-й |  | 5-й |  | 6-й |  | 7-й |  |     |  |
| 1-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 2-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 3-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 4-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 5-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 6-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 7-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| <p><b>6-я неделя</b> — воздействие на зону, расположенную на два поперечных пальца кзади от верхнего края ушной раковины (для ориентировки — там находится небольшое углубление), попеременно слева-справа (в один день)</p> |  <p>10</p>  | <table border="1"> <tbody> <tr><td>1-й</td><td></td></tr> <tr><td>2-й</td><td></td></tr> <tr><td>3-й</td><td></td></tr> <tr><td>4-й</td><td></td></tr> <tr><td>5-й</td><td></td></tr> <tr><td>6-й</td><td></td></tr> <tr><td>7-й</td><td></td></tr> </tbody> </table>  | 1-й  |   | 2-й |  | 3-й |  | 4-й |  | 5-й |  | 6-й |  | 7-й |  |     |  |
| 1-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 2-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 3-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 4-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 5-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 6-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 7-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| <p><b>6-я неделя</b> — Воздействие на зону «макушки»</p>   |  <p>91</p> | <table border="1"> <tbody> <tr><td>1-й</td><td></td></tr> <tr><td>2-й</td><td></td></tr> <tr><td>3-й</td><td></td></tr> <tr><td>4-й</td><td></td></tr> <tr><td>5-й</td><td></td></tr> <tr><td>6-й</td><td></td></tr> <tr><td>7-й</td><td></td></tr> </tbody> </table>  | 1-й  |   | 2-й |  | 3-й |  | 4-й |  | 5-й |  | 6-й |  | 7-й |  |     |  |
| 1-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 2-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 3-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 4-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 5-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 6-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 7-й  |   |  |      |   |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |

Если у человека имеются повреждения центральной нервной системы и нарушения функции головного мозга, то целесообразно провести программу в КВЧ-режиме. Она осуществляется излучателем «Универсальный» (1У) аппарата «ТРИОМЕД УНИВЕРСАЛ», режимом «Универсальный» аппарата «ТРИОМЕД КОМПАКТ» либо режимом «Антистресс» аппарата «ТРИОМЕД СиджиАй» (Гармонизатор CGI).

*День 1*


|   |   |
|---|---|
| <p>Воздействие на «зону пульса» – справа</p>                              |  <p>57</p>   |
| <p>Воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками</p>        |  <p>89</p>  |
| <p>Воздействие на зону под остистым отростком II поясничного позвонка</p> |  <p>88</p> |

День 2

Те же зоны, что и в первый день, но у зоны 57 меняется сторона.


День 3

Воздействие на зону плеча, область выше локтевого отростка локтевой кости (на 2 см выше локтя) – справа



35

Воздействие на зону у края подколенной складки при сгибании коленного сустава с внутренней стороны - слева




4

День 4

Те же зоны, что и в третий день, но меняются стороны.

День 5



|  |   |
|--|---|
| <p>Воздействие на зону середины подколенной ямки – справа</p>  |  <p>79</p> |
| <p>Воздействие на область между наружной лодыжкой (на уровне её центра) и ахилловым сухожилием – слева</p> |  <p>80</p> |




День 6



*Те же зоны, что и в пятый день, но меняются стороны.*

День 7



|  |  |
|--|--|
| <p>Воздействие на зону задне-боковой поверхности голени на границе между 1/4 и 3/4 голени – справа</p> |  <p>13</p>  |
| <p>Воздействие на зону «макушки»</p>   |  <p>91</p>  |
| <p>Воздействие на зону у козелка - слева</p>   |  <p>94</p> |

День 8



Те же зоны, что и в седьмой день, но меняются стороны.

*День 9*



|   |   |
|---|---|
| <p>Воздействие на зону верхней трети передне-наружной поверхности голени ниже нижнего края коленной чашечки на 3 поперечных пальца – справа</p>                               |  <p>50</p> |
| <p>Воздействие на зону тыльной стороны кисти, в промежутке между I и II пястными костями, определяется на конце складки, образующейся при сведении I и II пальцев – слева</p> |  <p>62</p> |

*День 10*



*Те же зоны, что и в девятый день, но меняются стороны.*



Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

